



PARI PEAK FLOW METER

Zur optimalen Selbstkontrolle

Die wesentlichen Merkmale in Kürze:

- Leichte und einfache Therapiekontrolle für Arzt und Patient
- Mit praktischer Ampelfunktion (rot/gelb/grün) für eine individuelle Kontrolle des aktuellen Gesundheitszustandes
- Inkl. 4-Wochen-Protokoll

Das PARI PEAK FLOW METER dient der Messung der Ausatemstromstärke. Durch regelmäßige Peak-Flow-Messungen können bereits kleine Änderungen einer bronchialen Obstruktion erkannt werden. Bei rechtzeitigem Einsatz medikamentöser Maßnahmen lassen sich bronchiale Obstruktionen unter Kontrolle bringen, z.B. kann ein ernsthafter Asthma-Anfall verhindert werden. Anhand des Peak-Flow Protokolles kann beurteilt werden, ob die vom Arzt verordneten Medikamente die gewünschte Wirkung erzielen.

PARI PEAK FLOW METER Kids

Messbereich 50-800 l/min
mit schmalen Mundstück für Kinder

Bestell-Nr. 031G0001

Hilfsmittel-Nr. 21.24.01.0011

PZN 1589070

PARI PEAK FLOW METER

Messbereich 50-800 l/min
für Erwachsene

Bestell-Nr. 031G0000

Hilfsmittel-Nr. 21.24.01.0012

PZN 1589093